

Poznań dnia 2015-10-20
EZ/350/89/2015/.....1173.....

Wg rozdzielnika
Do zainteresowanych postępowaniem o zamówienie publiczne

Dotyczy: **przetargu nieograniczonego - Zakup i dostawa nici chirurgicznych i staplerów**
[350/89/2015]

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje iż w pakiecie 3 i 4 poprawia się formularz cenowy

Poprawa polega na usunięciu z kolumny nr 5 pomyłkowo wprowadzonych nazw przedmiotu.

Skreśla się treści formularza cenowego w:

Pakiet 3 : ~~Stapler okrężny EEA-DST, EEAXL25, EEAXL2535 EEA-Orvil, EEAORVIL25 Stapler-DST TA, TA3035S, TA3048S~~

Pakiet 4: ~~Stapler uniwersalny EndoGIA, EGIAUSTND, EGIAUSHORT EndoGIA Radial, EGIARADMT~~

FORMULARZE CENOWE w zakresie pakietu 3 i 4 dołączamy do niniejszego pisma i stają się obowiązującymi

Z poważaniem,
Z-ca Dyrektora ds. ekonomiczno-administracyjnych

inż. Małgorzata Kołodziej-Sarna

Pakiet nr 3

Zestaw do operacji środkowego i dolnego wpustu

LP.	NAZWA	j.m.	ilość szacunkowa na rok	nazwa handlowa	nazwa producenta	cena jednostkowa netto (zł)	wartość jednostkowa VAT (zł)	cena jednostkowa brutto (zł)	Wartość całkowita netto (zł)	wartość całkowita VAT (zł)	wartość całkowita brutto (zł)
1	Jednorazowy jałowy, wygięty stapler okrężny o średnicy 25mm, z łamanym kowadłem i zszywkami tytanowymi, zszywka otwarta 3,5mm (zamknięta 1,5mm) lub 4,8mm (zamknięta 2,0mm)	Op= 1szt	6szt								
2	Wstępnie złamane kowadło przymocowane do sondy długości ok. 90cm do wprowadzenia przez usta	Op= 1szt	3szt								
3	Jednorazowy stapler liniowy o długości 30mm, o wysokości zszywki otwartej 4,8mm(zszywka po zamknięciu 2,0mm) lub 3,5mm(zszywka po zamknięciu 1,5mm)	Op= 1szt	21 szt								
RAZEM											

Parametry do oceny technicznej

Lp.	Parametry	Oferowane podać: tak/nie	punktacja
1	Łatwość usunięcia staplera dzięki łamanemu kowadłku	TAK	Tak - 25pkt Nie – 0 pkt
2	Wykaz publikacji z naukowych czasopism Impact Fator potwierdzających bezpieczne używanie oferowanych staplerów wraz z kopią tej publikacji	Tak, 3 publikacje	3 i więcej publikacji – 10 pkt 0-2 publikacji - 0pkt Nie – 0 pkt
3	Dwa rzędy obustronnie spłaszczonych zszywek na całej długości dla prawidłowego formowania się na kształt litery "B" w zmienionych chorobowo tkankach.	TAK	Tak - 20pkt

RAZEM			
-------	--	--	--

Parametry do oceny technicznej staplerów do trudnych zabiegów LAR:

Lp.	Parametry techniczne	Uzasadnienie	Oferowane podać: tak/nie	ocena
1	Możliwość aplikacji ładunku w zabiegach klasycznych oraz laparoskopowych	Uniwersalne zastosowanie	TAK	Tak - 15pkt Nie - 0pkt
2	Jedna dźwignia spustowa staplera	Łatwość obsługi staplera	TAK	Tak - 15pkt Nie - 0pkt
3	6 rzędów zszywek o 3 różnych wysokościach w jednym ładunku	Poprawne formowanie zszywek w tkance	TAK	Tak - 10pkt Nie - 0pkt
4	Wykaz publikacji z naukowych czasopism Impact Fator potwierdzających bezpieczne używanie oferowanych staplerów wraz z kopią tej publikacji	Potwierdzenie jakości i bezpieczeństwa stosowania	Tak, 2 publiacje	2 i więcej publikacji - 10 pkt 0-2 publikacji- 0 pkt

Cena - 50%

Jakość - 50%

